

技术资料

MET/CONNECT™ Calibration Integration Software



主要特性

- 通过平面文件(CSV 和 PDF)或 RESTful API 将 MET/CAL 校准管理软件集成到工作流程中。
- 与 Fluke Calibration 合作的主流校准软件提供商社区中心。
- 无论您使用哪种校准管理系统,都能在您的实验室中实现校准和工作流程的自动化。

产品概述: MET/CONNECT™ Calibration Integration Software

Integrate MET/CAL Calibration Management Software to your workflow with MET/CONNECT

MET/CONNECT was built to bridge the connection from <u>MET/CAL</u> to your workflow regardless of your chosen solution. Integrate MET/CAL data to your existing calibration management system with MET/CONNECT's API or conveniently automate data exports as a .csv file.



How does it work?

- 1. <u>Set up a consultation with your Fluke Calibration sales engineer</u> or our software specialist to ensure MET/CONNECT fits your specific workflow.
- 2. Once a MET/CONNECT license is purchased, users receive a download file and a product registration code. Install MET/CONNECT on a central server within the company's network.
- 3. Connect each MET/CAL instance to the server and get started right away working with .csv calibration results from MET/CAL.
- 4. For advanced connection into your existing systems:
 - 1. Utilize one of our partner's pre-built integrations—Indysoft, AssetSmart, or Qualer*
 - 2. Work with your system integration provider or program to conntect with MET/CONNECT's API.
- 5. Enjoy a world of interconnected systems and increased lab efficiency!

产品规格: MET/CONNECT™ Calibration Integration Software

^{*}Important note: Users must have <u>MET/CAL Version</u> 10 or higher in order to utilize MET/CONNECT Software. If you have an older version of MET/CAL you will need to upgrade in order to integrate with MET/CONNECT.



型号



MET/CONNECT
Calibration Integration Software



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器(上海)有限公司 电话:400-810-3435 ©2025 福禄克公司

04/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电

话:400-615-1563

未经许可,本文档禁止修改

福禄克测试仪器(上海)有限公司上海维修中心 电话: 021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器(上海)有限公司深圳第一特约维修点

电话:0755-86337229

4 Fluke Corporation MET/CONNECT™ Calibration Integration Software